



## Інструкція по використанню пробірок центрифужних

### Призначення

Пробірки центрифужні (далі – пробірки) виготовлені із хіміко-лабораторного скла і призначені для використання в медичних лабораторіях при проведенні лабораторних робіт, для діагностики in vitro.

**IVD**

in vitro діагностика.

### Виконання:

| Найменування    | Довжина, мм | Діаметр, мм | Товщина скла, мм | Об'єм, мл |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|-----------|
| градуйована     | 105         | 17          | 1                | 10        |
| не градуйована  | 105         | 17          | 1                | 10        |
| з двома мітками | 105         | 17          | 1                | 10        |

#### 1. Вимоги до застосування:

При використанні пробірок необхідно:

- дістати пробірку із упаковки або місця її зберігання (штатив для пробірок);
- підготувати до роботи: оглянути, чи не має тріщин, промити або продезінфікувати за необхідністю;
- використати за призначенням;
- оберегати пробірку від ударів та різких рухів для запобігання появи тріщин;
- після використання, очистити від залишків робочої речовини та продезінфікувати за необхідністю;
- помістити пробірку в штатив для зберігання.

2. Протипоказання до застосування – не існує.

3. Принцип лікувальної дії – не існує.

4. Методи дезінфекції – згідно із діючими вимогами.

5. Умови зберігання:



Зберігати в сухому місці.



Термін зберігання – необмежений.



Дата виробництва вказана на етикетці транспортної упаковки.



Виробник: ПрАТ «СКЛОПРИЛАД».

Адреса: 37240, Україна, Полтавська область, м. Заводське, вул. Озерна, 18.

**Представник виробника :** ТОВ «Торговий Дім «Віктор Плюс».

Адреса: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграду 2-Г, корпус 1,

тел.: (044) 581-11-48; 581-11-49.

Дата складення 18 жовтня 2017 р.