



Пробірка "ВОЛЕС"

Інструкція по використанню

Призначення:

Пробірка скляна круглодонна призначена для зберігання хімічних речовин та біоматеріалів, використовується під час відбору проб, вирощування кліткових культур з метою подальшого проведення лабораторних дослідів та аналізів.

Опис виробу:

Пробірки являють собою циліндричну ємкість різної висоти та діаметра, з напівкруглим дном, різного об'єму. Скло для виготовлення пробірок відповідає вимогам ТУ У 00480945-002-96 «Скло медичне марки УСП-1», та ГОСТ 1770-74 «Посуд мірний лабораторний скляний»

Виконання:

П1 – хімічна, з розгорнутими краями

П2 – біологічні, з прямими краями

Технічна характеристика

№п/п	Найменування виробу	Діаметр, мм	Висота, мм
1	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 8x40 мм	8	40
2	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 8x60 мм	8	60
3	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 8x90 мм	8	90
4	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 8x120 мм	8	120
5	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 10x30 мм	10	30
6	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 10x80 мм	10	80
7	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 10x90 мм	10	90
8	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 10x120 мм	10	120
9	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 12x60 мм	12	60
10	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 12x75 мм	12	75
11	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 12x120 мм	12	120
12	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 14x60 мм	14	60
13	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 14x62 мм	14	62
14	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 14x100 мм	14	100
15	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 14x120 мм	14	120
16	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 16x150 мм	16	150
17	Пробірка "ВОЛЕС" П 1 21x200 мм	21	200
18	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 8x40 мм	8	40
19	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 8x60 мм	8	60
20	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 8x90 мм	8	90
21	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 8x120 мм	8	120
22	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 10x30 мм	10	30
23	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 10x80 мм	10	80
24	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 10x90 мм	10	90
25	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 10x120 мм	10	120
26	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 12x60 мм	12	60
27	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 12x75 мм	12	75
28	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 12x120 мм	12	120
29	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 14x60 мм	14	60
30	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 14x62 мм	14	62

31	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 14x100 мм	14	100
32	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 14x120 мм	14	120
33	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 16x150 мм	16	150
34	Пробірка "ВОЛЕС" П 2 21x200 мм	21	200
35	Пробірка центрифужна "ВОЛЕС" без поділок	17	110
36	Пробірка центрифужна "ВОЛЕС" з поділками	17	110

Протипоказання по використанню:

При використанні виробу за призначенням і в відповідності до даної інструкції, протипоказань і обмежень в використанні не має. Принцип лікувальної дії – не існує.

Підготовка до використання:

Виріб повністю готовий до роботи, у разі необхідності може бути продезінфікований, згідно встановлених вимог.

Запобіжні заходи:

Не використовувати, якщо цілісність виробу пошкоджена.

Не використовувати не за призначенням.

При використанні необхідно дотримуватись правил безпеки при роботі зі скляними виробами.

Виріб не повинен піддаватися різким ударам в процесі експлуатації.


Спосіб використання:

1. Дістаньте пробірку із упаковки або місця її зберігання (штатив для пробірок);.
2. Огляньте пробірку, на цілісність, перед використанням або ж проведіть дезінфекцію згідно з діючими вимогами.
3. Проведіть необхідні маніпуляції.
4. Після використання, очистіть від залишків робочої речовини та продезінфікуйте, за необхідністю.
5. Помістіть пробірку в штатив для зберігання або утилізуйте згідно встановлених вимог.

Утилізація:

Утилізація скляного виробу повинна відповідати Закону України «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»

Маркування на товарі:



Партія, дата виробництва та термін придатності вказані на упаковці.

Виробник:

Jiangsu Huida Medical Instruments Co., LTD.

Qingfeng Industrial Park, Yandong, Yancheng, 224050 Jiangsu, China

Джянгсу Гуїда Медікал Інструментс Ко., ЛТД

Квінгфенг Індастріал Парк, Яндонг, Янченг, 224050 Джянгсу, Китай

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,

04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, 2-Г, корпус 1.

Директор
ТОВ «ЛА МЕД»



Дата останнього перегляду
10.12.2020

Шульга О. Л.