

Інструкція з використання

Дозатор ліктьовий, 1000 мл



УВАГА! Перед використанням виробу ознайомтесь з Інструкцією.
УВАГА! Використовуйте виріб лише за призначенням.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Дозатор ліктьовий, 1000 мл (далі – виріб) призначений для дозування дезінфікуючих засобів, антисептиків, рідкого мила, крему медичних закладах усіх профілів.

ОПИС

Виріб зі сталі, дає можливість дозувати засіб в об'ємах 0,7 л – 1 л. Спеціальна форма металевого важеля дозволяє зручно натискати на нього ліктем, для запобігання контакту шкіри рук, дотримуючись гігієнічних норм в медичних установах та виключає ризик випадкового інфікування.

КОМПЛЕКТНІСТЬ

1. Корпус виробу – 1 шт.
2. Набір для кріплення – 1 шт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Матеріал: сталь.

Об'єм: 1000 мл.

Колір: білий.

Термін експлуатації: 5 років.

ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати виріб потрібно в оригінальній упаковці, на стелажах у приміщенні, що вентилується при температурі від -10°C до +25°C та відносній вологості повітря 30–80±10%, захищеному від потрапляння пилу і механічних навантажень.

Гарантійний термін зберігання – 5 років з дня виготовлення, за дотримання умов зберігання.

УТИЛІЗУВАННЯ

Всі вироби потрібно утилізувати відповідно до діючих санітарно-гігієнічних норм.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує термін придатності для експлуатації виробів 5 років з дати виробництва при дотриманні умов і правил експлуатування, транспортування, монтажу і зберігання.

ВИРОБНИК

ТОВ «БЛАНІДАС», Україна 01015, вул. Добровольчих батальйонів, 17

тел.: 0 800 33 15 02

e-mail: help@lysoform.ua

www.lysoform.ua

Версія 1

2024 р.

