

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 476 від 06.07.2023 р.

|   | Найменування продукції                              | Непартії (серії) | Дата виготовлення | Дійсний до |
|---|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | Голка для встановлення підключич кат-ра KB-2(G-17)  | 0240623          | 2023-06           | 2028-06    |
| 2 | Зонд шлунковий Fr 18 L-1200 мм                      | 0440523          | 2023-05           | 2028-05    |
| 3 | Канюля для промивання лакун мигдалин                | 1460623          | 2023-06           | 2028-06    |
| 4 | Комплект для встан. венозного підкл. к-ра KB-3(Fr6) | 3040623          | 2023-06           | 2028-06    |
| 5 | Накінечник кружки Есмарха Fr 18                     | 0590623          | 2023-06           | 2028-06    |
| 6 | Накінечник кружки Есмарха Fr 24                     | 2320623          | 2023-06           | 2028-06    |
| 7 | Пристрій для активного дренажу ран (двотрубний)     | 1470623          | 2023-06           | 2028-06    |

| Найменування показника якості                                  | Відповідність НД   | Результати випробувань |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки | Має відповідати НД | відповідає             |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                           | Має відповідати НД | відповідає             |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                          | Має відповідати НД | відповідає             |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 8. Перевірка самозатягуваності манжеток                        | Має відповідати НД | відповідає             |
| 9. Перевірка вістря голки                                      | Має відповідати НД | відповідає             |

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення  
Температура °C 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа  
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3