



ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 673 від 03.10.2023 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Газовідвідна трубка Fr 24 (діам.8,0)	0800623	2023-06	2028-06
2	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	1040623	2023-06	2028-06
3	Голка Куліковського G-15	0760923	2023-09	2028-09
4	Дренаж профільний Слабінського (Блейка) Fr 24	1120222	2022-02	2027-02
5	Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм	1490723	2023-07	2028-07
6	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	1220923	2023-09	2028-09
7	Зонд шлунковий Fr 33 L-1200 мм	2430323	2023-03	2028-03
8	Канюля для промивання лакун мигдалин	2660823	2023-08	2028-08
9	Катетер венозний підключичний KB-2 (Fr 5) (1,0)	1590923	2023-09	2028-09
10	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	8420623	2023-06	2028-06
11	Комплект для встан.венозного підкл.к-ра KB-3(Fr6)	0380823	2023-08	2028-08
12	Накінечник кружки Есмарха Fr 18	1160923	2023-09	2028-09
13	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	2520923	2023-09	2028-09

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С, 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3