



ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 139 від 14.03.2025 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 30	1600524	2024-05	2029-05
2	Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 18 діам 6,0	3591124	2024-11	2029-11
3	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 6	4180524	2024-05	2029-05
4	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 8	3950924	2024-09	2029-09
		3661124	2024-11	2029-11
5	Зонд шлунковий Fr 21 L-1200 мм	2030225	2025-02	2030-02
		1970225	2025-02	2030-02
		0890225	2025-02	2030-02
		2541124	2024-11	2029-11
		3941024	2024-10	2029-10
6	Зонд шлунковий Fr 33 L-1200 мм	4021124	2024-11	2029-11
		4051124	2024-11	2029-11

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3