

Ф-7.5.1-13

## Паспорт якості

№ 230 від 04.04.2024 р.

|    | Найменування продукції                             | № партії (серії) | Дата виготовлення | Дійсний до |
|----|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1  | Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 18        | 0200124          | 2024-01           | 2029-01    |
| 2  | Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24        | 3420324          | 2024-03           | 2029-03    |
| 3  | Голка для встановлення підключич кат-ра KB-2(G-17) | 1641023          | 2023-10           | 2028-10    |
| 4  | Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15) | 3000324          | 2024-03           | 2029-03    |
| 5  | Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм       | 1021223          | 2023-12           | 2028-12    |
| 6  | Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм       | 2910324          | 2024-03           | 2029-03    |
| 7  | Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)    | 2260324          | 2024-03           | 2029-03    |
| 8  | Катетер венозний підключичний KB-2 (Fr 5) (1,0)    | 0821223          | 2023-12           | 2028-12    |
| 9  | Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)    | 0091123          | 2023-11           | 2028-11    |
|    |                                                    | 4041223          | 2023-12           | 2028-12    |
|    |                                                    | 0500124          | 2024-01           | 2029-01    |
| 10 | Накінечник кружки Есмарха Fr 24                    | 3010324          | 2024-03           | 2029-03    |

| Найменування показника якості                                  | Відповідність НД   | Результати випробувань |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковок | Має відповідати НД | відповідає             |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                           | Має відповідати НД | відповідає             |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                          | Має відповідати НД | відповідає             |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 8.Перевірка самозатягуваності манжеток                         | Має відповідати НД | відповідає             |
| 9.Перевірка вістря голки                                       | Має відповідати НД | відповідає             |

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену  
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення  
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа  
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул. Крип'якевича, 3