

KAMMED**ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY**

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 430 від 07.06.2024 р.

Найменування продукції		№ партії (серії)	Дата виготовлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24	0300524	2024-05	2029-05
2	Газовідвідна трубка Fr 24 (діам. 8,0)	3650424	2024-04	2029-04
3	Голка Куліковського G-15	2860524	2024-05	2029-05
4	Зонд назогастральний Fr 12 (д. 4,0) L-1200 мм	0170124	2024-01	2029-01
5	Зонд назогастральний Fr 18 (д. 6,0) L-1200 мм	0370524	2024-05	2029-05
6	Катетер венозний підключичний KB-1 (Fr 4) (0,6)	2030524	2024-05	2029-05
7	Катетер сечовідний Fr 5	0520524	2024-05	2029-05
8	Стилет для встановл. ендотрахеальної трубки Fr 7	2520524	2024-05	2029-05
9	Стилет для встановл. ендотрахеальної трубки Fr 10	2550124	2024-01	2029-01
10	Стилет для встановл. ендотрахеальної трубки Fr 14	3130323	2023-03	2028-03
		0330722	2022-07	2027-07
		1750623	2023-06	2028-06
		2140422	2022-04	2027-04

Найменування показника якості		Відповідність НД	Результати випробувань
1.	Перевірка комплектності, маркування, та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.	Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.	Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.	Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.	Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.	Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.	Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8.	Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9.	Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає
Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення		Має відповідати НД	відповідає
Температура °C		50°C	
К-сть оксиду етилену, л		100 мл	
		Тиск, МПа	-0,7-(1,0) МПа

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання – зберігати при температурі від +5 °C до +35 °C, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м. Кам'янець-Подільський

вул. Крип'якевича, 3