

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 671 від 10.09.2024 р.

|   | Найменування продукції                             | № партії (серії)              | Дата виготовлення             | Дійсний до                    |
|---|----------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Голка для встановлення підключач кат-ра KB-3(G-15) | 2000824<br>1300824            | 2024-08<br>2024-08            | 2029-08<br>2029-08            |
| 2 | Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 18            | 1500724                       | 2024-07                       | 2029-07                       |
| 3 | Дренаж типу "Редон"(адаптер Жане) Fr 30            | 0260824                       | 2024-08                       | 2029-08                       |
| 4 | Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 18\діам 6,0  | 3710724<br>1420624            | 2024-07<br>2024-06            | 2029-07<br>2029-06            |
| 5 | Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 30\діам 10,0 | 3940524                       | 2024-05                       | 2029-05                       |
| 6 | Зонд інтубаційний (трансназ) Fr 18 3000 мм         | 0460724                       | 2024-07                       | 2029-07                       |
| 7 | Зонд стравохідний типу"Блекмор" Fr 20 (діам 6,6)   | 3820624                       | 2024-06                       | 2029-06                       |
| 8 | Катетер венозний підключ.з "метел" KB-3 (Fr 6)(1,4 | 3560624<br>3090524<br>0870424 | 2024-06<br>2024-05<br>2024-04 | 2029-06<br>2029-05<br>2029-04 |

| Найменування показника якості                                   | Відповідність НД   | Результати випробувань |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.Перевірка комплектиності,маркування,та герметичності упаковки | Має відповідати НД | відповідає             |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                            | Має відповідати НД | відповідає             |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь              | Має відповідати НД | відповідає             |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                      | Має відповідати НД | відповідає             |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань      | Має відповідати НД | відповідає             |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                           | Має відповідати НД | відповідає             |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                              | Має відповідати НД | відповідає             |
| 8. Перевірка самозатягуваності манжеток                         | Має відповідати НД | відповідає             |
| 9. Перевірка вістря голки                                       | Має відповідати НД | відповідає             |

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену  
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення  
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа  
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК

Дидик О.Д.

( ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3