



ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 59 від 05.02.2024 р.

	Найменування продукції	Непартії (серії)	Дата виговлення	Дійсний до
1	Аспіратор ранового поля Fr 24	2470124	2024-01	2029-01
2	Аспіратор ранового поля з в/к Янкауер Fr 24	4111123	2023-11	2028-11
3	Голка для встановлення підключич кат-ра KB-3(G-15)	3051023 3301023	2023-10 2023-10	2028-10 2028-10
4	Зонд інтубаційний (трансназ) Fr 18 3000 мм	0581223	2023-12	2028-12
5	Зонд назогастральний Fr 15 (д.5,0) L-1200 мм	1321223	2023-12	2028-12
6	Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм	0310124	2024-01	2029-01
7	Катетер венозний підключичний KB-3 (Fr 6) (1,4)	2061123 3651123	2023-11 2023-11	2028-11 2028-11
8	Катетер для емболектомії типу "Фогарті" Fr 5(1,7)	1840923	2023-09	2028-09
9	Накінечник кружки Есмарха Fr 24	3841123	2023-11	2028-11
10	Зонд для ентерального харчування (дитячий) Fr 8	0521223	2023-12	2028-12
11	Зонд для ентерального харчування(дитячий) Fr 10	2461221	2021-12	2026-12

Найменування показника якості	Відповідність НД	Результати випробувань
1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки	Має відповідати НД	відповідає
2.Перевірка відповідності матеріалів	Має відповідати НД	відповідає
3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь	Має відповідати НД	відповідає
4.Перевірка основних і габаритних розмірів	Має відповідати НД	відповідає
5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань	Має відповідати НД	відповідає
6.Перевірка міцності з'єднань виробів	Має відповідати НД	відповідає
7.Перевірка герметичності з'єднань	Має відповідати НД	відповідає
8. Перевірка самозатягуваності манжеток	Має відповідати НД	відповідає
9. Перевірка вістря голки	Має відповідати НД	відповідає

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004

Контролер ВТК Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3