

Ф-7.5.1-13

Паспорт якості

№ 439 від 21.06.2023 р.

|   | Найменування продукції                             | № партії (серії) | Дата виготовлення | Дійсний до |
|---|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1 | Газовідвідна трубка Fr 24 (діам.8,0)               | 2790423          | 2023-04           | 2028-04    |
| 2 | Дренаж торакальний на м/с-троакарі Fr 24\діам 8,0  | 2660523          | 2023-05           | 2028-05    |
| 3 | Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм       | 1190623          | 2023-06           | 2028-06    |
| 4 | Канюля для промивання лакун мигдалин               | 0910523          | 2023-05           | 2028-05    |
| 5 | Сильфон-гармошка для аспірації об'єм 150 мл        | 0450623          | 2023-06           | 2028-06    |
| 6 | Сильфон-гармошка для аспірації об'єм 350 мл        | 0440423          | 2023-04           | 2028-04    |
| 7 | Зонд для ентерального харчування (Жане-Луєр) Fr 12 | 1830623          | 2023-06           | 2028-06    |

| Найменування показника якості                                  | Відповідність НД   | Результати випробувань |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки | Має відповідати НД | відповідає             |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                           | Має відповідати НД | відповідає             |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                          | Має відповідати НД | відповідає             |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 8. Перевірка самозатягуваності манжеток                        | Має відповідати НД | відповідає             |
| 9. Перевірка вістря голки                                      | Має відповідати НД | відповідає             |

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення  
Температура °С 50°С Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа  
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.

Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С,уникати прямих сонячних променів.

Висновки:Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001-2004.

Контролер ВТК Дидик О.Д.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3