

**KAMMED**

Ф-7.5.1-13

ФАБРИКА МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ  
MEDICAL EQUIPMENT FACTORY

## Паспорт якості

№ 746 від 01.12.2022 р.

| Найменування продукції |                                                  | Непартії (серії) | Дата виготовлення | Дійсний до |
|------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------|
| 1                      | Зонд назогастральний Fr 18 (д.6,0) L-1200 мм     | 3471122          | 2022-11           | 2027-11    |
| 2                      | Накінечник кружки Есмарха Fr 24                  | 2981122          | 2022-11           | 2027-11    |
| 3                      | Пристрій для аспірації ендометрію Fr 9 (Пайпель) | 1211122          | 2022-11           | 2027-11    |
|                        |                                                  | 2731122          | 2022-11           | 2027-11    |
|                        |                                                  | 3081122          | 2022-11           | 2027-11    |

| Найменування показника якості                                  |                    |                        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| 1.Перевірка комплектності,маркування,та герметичності упаковки | Відповідність НД   | Результати випробувань |
| 2.Перевірка відповідності матеріалів                           | Має відповідати НД | відповідає             |
| 3.Перевірка зовнішнього вигляду та стану поверхонь             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 4.Перевірка основних і габаритних розмірів                     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 5.Перевірка трубок на еластичність та стійкість до згинань     | Має відповідати НД | відповідає             |
| 6.Перевірка міцності з'єднань виробів                          | Має відповідати НД | відповідає             |
| 7.Перевірка герметичності з'єднань                             | Має відповідати НД | відповідає             |
| 8.Перевірка самозатягуваності манжеток                         | Має відповідати НД | відповідає             |
| 9.Перевірка вістря голки                                       | Має відповідати НД | відповідає             |

Стерилізація проведена газовим методом з допомогою оксиду етилену  
згідно з Технічною інструкцією виготовлення стерильної продукції медичного призначення  
Температура °С 50°C Тиск,МПа -0,7-(1,0)МПа  
К-сть оксиду етилену,л 100 мл

Гарантійний термін зберігання та термін експлуатації вказано на упаковці.  
Умови зберігання –зберігати при температурі від +5 °С до +35 °С, уникати прямих сонячних променів.

Висновки: Вироби відповідають вимогам ТУ У 33.1-14146931-001:2004

Контролер ВТК

Улятовська І.М.

(ПІБ)

(підпис)



32300 Україна

м.Кам'янець-Подільський

вул.Крип'якевича,3